

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Опти-Вак (Opti-Vac)

Средство для отработки навыков введения глазных капель сельскохозяйственной птице. Подходит для использования совместно с лекарственными препаратами для интраокулярного введения. Смачивает и маркирует обработанные глаза синим окрашиванием, которое не влияет на зрение птицы. Не воздействует на слизистую глаз.

По внешнему виду представляет собой раствор голубого цвета.

Не предназначен для целей лечения, диагностики и профилактики.

Состав:

Хлорид натрия, фосфат натрия, сульфат натрия, пропионат натрия, калия хлорид, калия фосфат, бикарбонат натрия, пищевой краситель Е-129, пищевой краситель Е-133, вода.

Способ применения:

Использовать 1 флакон (30 мл) на 1000 обработок.

Перед введением рекомендуется охладить флакон с раствором Опти-Вак.

Открыть флакон Опти-Вак, и, если потребуется, растворить в нем лекарственный препарат (в т.ч. вакцину) для интраокулярного введения. На флакон надеть капельницу-наконечник и закапать в глаза. При введении средства одной рукой аккуратно зафиксировать голову птицы, а второй рукой вводить препарат выдавливая крупную каплю средства, чтобы она самостоятельно упала на роговицу глаза.

При обработке более крупной птицы рекомендовано одному оператору зафиксировать птицу двумя руками, а второму оператору проводить введение глазных капель Опти-Вак. Обработанные глаза приобретают синее окрашивание по краю. Окрашивание проходит самопроизвольно через некоторое время.

Хранение:

Хранить в сухом месте при температуре не более 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Продукт предназначен только для животных.

Срок годности 2 года с даты изготовления.

Упаковка:

Полимерные (HDPP) флаконы объемом 30 мл рассчитанные на 1000 глазных капель, снабженные наконечником-капельницей. 25 флаконов в упаковке.

Масса нетто 750 г;

Организация-производитель: «Animal Science Products, Inc.» Nacogdoches, Texas 75963 □ США □ 936-560-0003.

www.asp-inc.com

Официальный дистрибьютор в странах ЕАЭС - ООО фирма «АБИК Септа», 108811, город Москва, улица Киплинга, дом 177, тел.: + 7 (495) 118-67-21, e-mail: abiksepta@yandex.ru